

## Die Zukunft der Probeentnahmetechnik

### Typ **Mitex III**



Probenahme **Typ Mitex III**

Die wesentlichen technischen Merkmale der Mitex III Probeentnahme sind gekennzeichnet durch:

- Keine Zeitverzögerung
- Keine Voreinstellungen
- Optimale Abstimmung mit MSW-EDV
- Bakteriologisch einwandfrei reinigbar
- Justierung über Software
- Abnahmesicher durch hohe Ergebnis Reproduzierbarkeit
- Exakte Milchmengen Abfüllung
- Keine Fehlproben
- Reduzierung des mechanischen Aufbaus gegenüber Mitex II um ca. 40%
- Nur ein Mischbehälter (Vorstapler)